

イチ押し製品を 30%OFF でご提供します！

BDL
これっていいね！ IN LIFE SCIENCE



キャンペーン期間：2025年11月4日～2026年2月27日


BDL
これっていいね！ IN LIFE SCIENCE



冷蔵保存できるタンパク質分子量マーカー DynaMarker® Protein MultiColor Stableシリーズ

タンパク質マーカー ▶

<https://www.biodynamics.co.jp/products/protein-marker/>



- シャープで強い色調
- 冷蔵で1年間保存可能
- 正確な分子量を示します

Stable II 小包装は1ロード (10 µl) 105 円
Stable II 大包装は1ロード (10 µl) 約 100 円
Low Range は1ロード (5 µl) 約 263 円



[メーカー：BDL]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Protein MultiColor Stable II	DM660	1.2 ml	18,000	12,600
	DM660L	5×1.2 ml	85,000	59,500
Protein MultiColor Stable, Low Range	DM670	200 µl	15,000	10,500

良いことづくめのクローニング用大腸菌コンピテントセル DynaCompetent® Cells JetGiga DH5α

コンピテントセル ▶

<https://www.biodynamics.co.jp/products/competentcells/ds230/>




1本分使い切れなくても
冷凍して再使用 OK！
(1回まで)

製品を氷上で融解し、ディープフリーザーで再凍結しても1×10⁹ CFU/µgの形質転換効率を維持できることを確認しています。



20 µl ずつ 50 本に分注
すると、1回あたり 294 円

6分間で形質転換が完了！



「ウォーターバスの準備が面倒！」という場合のプロトコルもあります。ヒートショックの代わりに回復培養 (室温 5 分) を行うことで、約 10 分間で形質転換が完了します。

[メーカー：BDL]


品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
DynaCompetent Cells JetGiga DH5α	DS230 -80°C	10×100 µl	21,000	14,700

時短を叶えるタンパク質発現用コンピテントセル DynaCompetent® Cells Zip BL21 (DE3)


コンピテントセル ▶

<https://www.biodynamics.co.jp/products/competentcells/>

ヒートショックも回復培養も不要！
5分間で形質転換が完了！



- 本製品と T7 expression vector を使用することにより、目的タンパク質を強力に発現させることができます。
- 形質転換効率：
 $\geq 2 \times 10^6$ CFU/ μ g (pUC19)



本製品を使用してタンパク質を発現させた例


[メーカー：BDL]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
DynaCompetent Cells Zip BL21 (DE3)	DS255 -80℃ カルタヘナ	10×100 μ l	20,000 →	14,000

タンパク質定量で定番のBCA アッセイキット BCA Protein Assay Kit

BCAアッセイキット ▶

<https://www.biodynamics.co.jp/products/protein-assay/>



お求めになりやすい
価格

1 well あたり約 5 円

測定回数
マイクロプレート法：2,500 回
マイクロチューブ法：500 回

[メーカー：BDL]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BCA Protein Assay Kit (Reagent A 500 ml, Reagent B 10 ml 付属)	DS540	1 kit	15,000 →	10,500
BCA Protein Assay Kit with BSA Standard	DS550	1 kit	17,000 →	11,900

必要な試薬がすべて入ったゲノム編集効率確認キット T7EI Genome Editing Detection Kit

ゲノム編集 ▶

<https://www.biodynamics.co.jp/products/genome-editing/t7e1-genome-editing-detection-kit/>

T7EI アッセイにおける
「試料からの核酸抽出、PCR、切断アッセイ」
のための試薬がオールインワン！

[メーカー：BDL]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
T7EI Genome Editing Detection Kit (50 回分)	DS710	1 kit	30,000 →	21,000

■関連製品：切断コントロール付きの T7EI (50 回分)

[メーカー：BDL]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
T7EI <T7 Endonuclease I>	DS715	1 set	15,000 →	10,500

キット内容

- Lysis buffer
- 100×Dilution buffer
- 2×PCR mix
- 10×T7 Endonuclease I
- 10×Digestion buffer
- PCR control template & primers



BDL製品をご購入の際は、フナコシ株式会社製品取扱い販売店にご注文ください。

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2025年11月4日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※ 記載されている会社及び商品名は、BioDynamics Laboratory社の商標または登録商標です。
- ※ -80℃印は-80℃での保存を必要とする製品です。ドライアイス包装で配送しますが、製品到着後直ちに-80℃のフリーザー等に保存して下さい。
- ※ カルタヘナ印の製品は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)」使用規制対象となりますので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取り扱い下さい。