

商品名: Magtrap[®]-P <Magnetic separator>

商品コード: DD110

本品は研究用です

キットの内容:

DD110

コンポーネント	容量	保存温度
Magtrap [®] -P <Magnetic separator>	1 kit	室温

保存条件:

室温で保管してください。

強力な磁性体のため、取り扱いに十分注意してください。

磁石は高温に弱いいためオートクレーブ・乾熱滅菌はできません。

製品説明:

本製品は 0.2 mL チューブ用マグネティックセパレーターです。テストチューブ中の磁性粒子を引き寄せ保持することにより、バッファー交換操作を容易に行うことができます。回転シャフトにより、全てのテストチューブを一度に磁性体から離すことが可能です。

